

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: GREMBIULE BIANCO IN PE

APR01

Grembiule bianco in polietilene (PE).

Dotato di ottima vestibilità e buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale. Risulta impermeabile al 100%, ultraleggero e ipoallergenico.

Caratterizzato da bassa elettrostaticità e buona resistenza alla penetrazione virale, all'acqua salina e all'alcool. Offre un'ottima protezione dal collo alle ginocchia.

Si indossa allacciandolo in vita. Ha lo scopo di proteggere l'operatore dal contatto con sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici. Può essere utilizzato sia in ambiente ospedaliero che nell'industria.

Confezionato in buste singole a loro volta inserite in confezioni da 100 pz e in imballi da 1000 pz.

