

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: BISTURI CHIRURGICI MONOUSO


BIS--

I nostri bisturi sono composti da una lama in acciaio al carbonio saldata ad un manico in plastica sagomato ergonomicamente.

Sono sterili e monouso.

La lama risulta perfettamente liscia, senza macchie e senza sfrido, il bordo non presenta fessure, ondulazioni o pieghe ed è protetta da un apposito cappuccio.

Sono disponibili in pronta consegna modelli di 10 figure diverse (BIS10 - BIS11 - BIS12 - BIS15 - BIS18 - BIS20 - BIS21 - BIS22 - BIS23 - BIS24) con altre figure importabili su specifica ordinazione.



Confezionati individualmente in pellicole di alluminio riportanti sulla linguetta di apertura il numero di lotto e la data di scadenza della sterilità (durata 5 anni).

Confezionati quindi in scatolette di cartone da 10 pezzi riportanti l'indicazione del numero di figura, il lotto di fabbricazione, la data di fabbricazione e la data di scadenza della sterilizzazione.