

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: LAME CHIRURGICHE PODOLOGICHE

POD--

Le nostre lame sgorbie per podologia sono in acciaio al carbonio, sterili e monouso. Risultano perfettamente lisce, senza macchie nè sfrido, il loro bordo non presenta fessure, ondulazioni o pieghe.

Su ogni lama è impresso il numero di figura.

Sono disponibili modelli di 10 figure diverse (POD01 - POD02 - POD03 - POD04 - POD05 - POD06 - POD08 - POD10 - POD12 - POD15).



Ogni lama è confezionata individualmente in una pellicola di alluminio/polietilene che riporta sulla linguetta di apertura il numero di lotto e la data di scadenza della sterilità (durata 5 anni). Sono, inoltre, imballate in scatolette da 20 pezzi riportanti l'indicazione del numero di lama, il lotto di fabbricazione, la data di fabbricazione e la data di scadenza della sterilizzazione.