

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: MANICO PER BISTURI

BIS50 - BIS51

Manico in acciaio inossidabile a cui possono essere attaccate lame chirurgiche di diverse figure al fine di creare la struttura finale di un bisturi. Prodotto dalla forma ergonomica piatta e lunga. La zona prossimale alla punta (ove si inserisce la lama) è caratterizzata da una zigrinatura, perfetta per garantire un'ottima presa all'operatore.

Ne esistono due modelli :

- **BIS50** = manico che si adatta alle lame per bisturi dalla figura 10 alla figura 18.
- **BIS51** = manico che si adatta alle lame per bisturi dalla figura 20 alla figura 24.

Confezionati in scatoline da 10 pezzi.

