

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

## Scheda illustrativa: CATETERI IN LATTICE


CAT01 -- CAT02--

I nostri cateteri vescicali in lattice naturale di alto grado sono ricoperti da silicone puro al 100%. Risultano morbidi, confortevoli e ideali per cateterismi di durata non superiore ai 15 giorni. Sono monouso e sterili. Disponibili in due versioni :

- 2 vie = CAT01
- 3 vie = CAT02.

Per ogni versione sono a disposizione diverse misure di calibro :

- CAT01 = 08-10-12-14-16-18-20-22-24
- CAT02 = 16-18-20-22-24



Confezionati singolarmente in doppia busta (una interna trasparente, una esterna con un lato trasparente e l'altro cartaceo su cui è stampato il numero di lotto). Imballati in scatole di cartone da 10 pezzi riportanti, oltre alle istruzioni, il numero di calibro, il lotto di fabbricazione, la data di fabbricazione e la data di scadenza della sterilizzazione.