

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: CATETERI IN SILICONE

CAT03 -- CAT04--

I nostri cateteri vescicali costituiti totalmente in silicone puro risultano più rigidi di quelli in lattice e ideali per cateterismi a permanenza, cioè di durata da oltre i trenta giorni sino ad un massimo di due mesi a seconda del paziente.

Sono monouso e sterili.

Disponibili in due versioni :

- 2 vie = CAT03
- 3 vie = CAT04.

Per ogni versione sono a disposizione diverse misure di calibro :

- CAT03 = 12-14-16-18-20-22-24
- CAT04 = 16-18-20-22-24

Confezionati singolarmente in doppia busta (una interna trasparente, una esterna con un lato trasparente e l'altro cartaceo su cui è stampato il numero di lotto). Imballati in scatole di cartone da 10 pezzi riportanti, oltre alle istruzioni, il numero di calibro, il lotto di fabbricazione, la data di fabbricazione e la data di scadenza della sterilizzazione.

