

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: CAMICE TNT ELASTICI AI POLSI TNT 04-05-16-25

I nostri camici in TNT con elastici ai polsi sono stati ideati con lo scopo di proteggere la parte anteriore del corpo, gli arti superiori e parzialmente gli inferiori dal contatto con sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici grazie all'effetto di barriera ai liquidi e ai batteri. Sono indicati, pertanto, in tutte quelle strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell'igiene e la protezione personale.

Sono caratterizzati da avere taglia unica, buona vestibilità e risultano ipoallergenici, idrofobi e monouso, ma non sterili.

Sono dotati di lacci per la chiusura posteriore all'altezza del collo e della vita.

Modelli :

- **TNT04** = Camice 18 g/mq, colore verde medicale.
- **TNT05** = Camice 25 g/mq, colore verde medicale.
- **TNT16** = Camice 18 g/mq, colore bianco.
- **TNT25** = Camice 25 g/mq, colore blu.



Confezionati sigillati in sacchetti da 10 pz. a loro volta inserite in cartoni da 100 pz.

Se ti occorre la scheda tecnica completa, richiedila via email all'indirizzo info@csa-medical.it specificando tutti i tuoi dati (non risponderemo a e-mail anonime).