

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: MASCHERINE CHIRURGICHE TNT CON VISIERA

MAS04 - 06

Le nostre mascherine chirurgiche con visiera paraschizzi hanno la funzione di proteggere naso, bocca e occhi dell'operatore da agenti esterni quali polveri e fibre, e di schermarli, in particolar modo, da spruzzi e schizzi di sostanze. La visiera trasparente para-schizzi, di cui sono dotate, è in PVC, termosaldata alla mascherina e risulta essere avvolgente, antistatica e anti-appannamento.

Queste mascherine sono monouso, non sterili, latex free, dotate di pratico adattatore nasale e fabbricate in morbido TNT a 3 strati, verde medicale.

Sono adatte al personale di sala operatoria e ospedaliero.

Modelli :

- **MAS04** = Mascherina chirurgica dotata di elastici auricolari.
- **MAS06** = Mascherina chirurgica dotata di lacci auricolari.



Confezionate in dispenser da 50 pezzi riportanti il lotto di fabbricazione. Imballate in cartoni da 500 pezzi.