

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: ROTOLI TNT ADESIVO

TNT17-18-19

I nostri rotoli sono fasce di TNT che presentano una parte plastificata con adesivo annesso. Non sono sterili.

Possono essere utilizzati :

- Per bendare, allo scopo di immobilizzare e proteggere un'articolazione, un muscolo o un tendine e la sua inserzione, contrastando gli infortuni mediante un'azione meccanica di contenimento della zona provata dal trauma.
- Per coprire una ferita aperta. Possono essere utilizzati con questa modalità solo se, prima della sua applicazione, viene inserita tra la ferita e la porzione di rotolo in TNT una garza sterile. Non si possono applicare direttamente sulle ferite aperte.



Ne esistono di tre modelli :

- **TNT17** = Rotolo 5cm x 10m
- **TNT18** = Rotolo 10cm x 10m
- **TNT19** = Rotolo 15cm x 10m

Confezionati in scatola singola con imballo che cambia a seconda della misura del rotolo:

TNT17 - 160 Rotoli per cartone.

TNT18 - 80 Rotoli per cartone.

TNT19 - 60 Rotoli per cartone.