

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: VETRINI PORTAOGGETTO

VTR01-02-04

I nostri vetrini portaoggetto sono ideati per l'utilizzo in microscopia. Formati da una piccola lastra di vetro di dimensioni standard e spessore di circa 1 mm, risultano perfettamente lavati e sgrassati, di alta qualità e otticamente trasparenti. Non sono sterili.

Sono disponibili in 3 versioni diverse :

- **VTR01** = Vetrino standard da laboratorio, tagliato.
- **VTR02** = Vetrino standard da laboratorio, molato e con 1 banda laterale sabbata di 20 mm.
- **VTR04** = Vetrino standard da laboratorio, molato e con 2 bande laterali sabbiate di 20 mm.



Confezionati in scatolette da 72 pz. inserite in imballi da 3600 pz.